



Easy Motion Skin®

Programmbeschreibung

DE

Version 2.0.0

05 / 2020

Diese Programmbeschreibung gehört zum Lieferumfang des Easy Motion Skin®. Die dazugehörige Bedienungsanleitung sowie alle Herstellerdokumentationen der Zukaufkomponenten ergänzen das vorliegende Dokument. Alle Dokumentationen gelten ausschließlich im Zusammenhang.

Die Programmbeschreibung ist an den Endkunden gerichtet.

Er muss in der Lage sein, die in der Programmbeschreibung und in den beiliegenden Dokumenten enthaltenen Informationen zu lesen und zu verstehen.

Die Programmbeschreibung muss auch bei geringstem Zweifel zu Rate gezogen werden. Die Programmbeschreibung, als Teil der Dokumentation, wird als Nachweisdokument beim Hersteller für mindestens 10 Jahre aufbewahrt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen, Tieren oder Sachen sowie am Produkt selbst, die durch unsachgemäße Anwendung, durch Nichtbeachtung oder ungenügende Beachtung der in dieser Programmbeschreibung enthaltenen Sicherheitskriterien entstehen bzw. durch Abänderung des Easy Motion Skin® oder der Verwendung von nicht geeigneten Ersatzteilen (keine Originalteile) verursacht werden.

**Schutzvermerk – Urheberrecht nach DIN ISO 16016:2007-12
(Technische Produktdokumentation - Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten)**

Das Urheberrecht an der vorliegenden technischen Dokumentation verbleibt bei der Firma EMS GmbH. Die vorliegende Programmbeschreibung ist für den Nutzer (Endkunden) bestimmt.

Die Weitergabe sowie Vervielfältigung der vorliegenden Dokumentation, Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Stand: 05 / 2020

EMS GmbH

Windscheidstr. 21-23

04277 Leipzig

DEUTSCHLAND

www.easymotionskin.com

info@easymotionskin.com

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise 1

Benutzung der Easy Motion Skin® App 1

Erstnutzung 2

Anmeldung 2

Übersichtsbildschirm 3

Kopplung Powerbox 4

Erwärmung 6

Auswahl des Trainingsprogramms 8

Startbildschirm Training 9

Training 10

Trainingsverlauf 11

Simple Screen 11

Training stoppen 12

Trainingszusammenfassung 12

Einstellungen/ Hilfe 13

Notizen 23

Allgemeine
Hinweise

Voraussetzung für die erfolgreiche und sichere Benutzung ist ein gewissenhafter Umgang mit dem Easy Motion Skin®. Bedingung für die sichere Bedienung des Easy Motion Skin® ist ein gründliches Studium der Bedienungsanleitung. Sollten Sie hiernach noch Fragen haben, oder sich nicht sicher sein, ob der Easy Motion Skin® für Sie geeignet ist, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Der Hersteller empfiehlt den Kauf des Easy Motion Skin® bei einem durch ihn geschulten Vertriebspartner.

Die vorliegende Programmbeschreibung beschreibt die Benutzung der Easy Motion Skin® App.

Benutzung der
Easy Motion
Skin® App

Mit einem Fingertipp auf das entsprechende Icon starten Sie die Easy Motion Skin® App. Dieses befindet sich auf dem Home Screen des iPad.



Sie gelangen anschließend auf den Anmeldebildschirm der App.

⚠ GEFAHR



Lebensgefahr bei Kontraindikationen

Kontraindikationen können Verletzungen bis hin zum Tod hervorrufen.

- Unbedingt vor jedem einzelnen Training die Sicherheitshinweise und Kontraindikationen (Bedienungsanleitung) prüfen.
- Easy Motion Skin® nicht benutzen, wenn Zweifel hinsichtlich Vorliegen einer Kontraindikation besteht.

HINWEIS



Bedienungsanleitung


Weitere Informationen, insbesondere zum gefahrlosen Umgang mit dem Easy Motion Skin®, sind der separaten Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Um einen größtmöglichen Schutz bei der Benutzung des Systems zu gewährleisten, ist die Leistung des Trainingssystems bei den ersten Nutzungen des Gerätes gedrosselt:

Erstnutzung

1. Nutzung	Maximal 25% Intensität
2. Nutzung	Maximal 35% Intensität
3. Nutzung	Maximal 45% Intensität
4. Nutzung	Maximal 55% Intensität

Aus Sicherheitsgründen ist das System danach für Endkunden bei 75% abgeriegelt.



Anmeldung

Nachdem Sie die »Nutzungsbedingungen« gelesen und akzeptiert haben, bestätigen Sie dies durch Antippen der Schaltfläche.

Bitte loggen Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort ein. Ihre persönlichen Zugangsdaten erhalten Sie beim Kauf des Easy Motion Skin®.

Verfügen Sie über keine persönlichen Zugangsdaten, ist ein Training über den Gastzugang möglich. Als Gastnutzer stehen Ihnen nur ausgewählte Programmfunktionen zur Verfügung.

Sie gelangen anschließend zum Übersichtsbildschirm der App.

Sie befinden sich auf dem » Übersichtsbildschirm « der App.

Übersichtsbild-
schirm



Hier werden Ihnen Ihre bisherigen Trainings, neueste Achievements und Ihr Gesamtscore angezeigt. Sie können Einzelheiten zu Ihren absolvierten Trainings aufrufen oder sich einen Überblick zu erreichten Achievements verschaffen.


Sie können sich als angemeldeter Nutzer ausloggen, über einen Klick auf das Zahnradsymbol erreichen Sie die Einstellungen.

Als Gastnutzer stehen Ihnen nur ausgewählte Programmfunktionen zur Verfügung.

Bei Auswahl „Training“, gelangen Sie zum Koppeln der Powerbox.


Nun wird die Powerbox mit dem Tablet oder Smartphone gekoppelt. Zum Koppeln muss die Powerbox eingeschaltet sein.

Kopplung
Powerbox



Zum Koppeln der Powerbox als eingeloggter Nutzer, warten Sie bis die Powerbox gekoppelt wurde. Die App identifiziert Ihre Powerbox automatisch innerhalb weniger Sekunden und schaltet auf den nächsten Bildschirm um.

Als Gastnutzer, halten Sie den auf der Powerbox befindlichen QR-Code vor die Frontkamera des Tablet oder Smartphone, bis dieser von der App erfolgreich erkannt wird.




Die App identifiziert Ihre Powerbox automatisch innerhalb weniger Sekunden und schaltet auf den nächsten Bildschirm um.

Sollte keine automatische Erkennung Ihrer Powerbox erfolgen, befindet sich der QR-Code der Powerbox nicht bestimmungsgemäß vor der Kamera und die Position ist entsprechend zu korrigieren. Hierbei sollte eine möglichst mittige und rotationsarme Position des QR-Codes vor der Frontkamera gefunden und hergestellt werden.

Jedem Training sollte eine fachgerechte Erwärmung vorangehen, es besteht sonst die Gefahr, dass die Muskelfasern reißen oder gezerrt werden. Neben der Reduzierung der Wahrscheinlichkeit von Muskelverletzungen, dient die Erwärmung ebenfalls zur Verbesserung der Kontaktierung der Haut des Trainierenden mit den Elektroden des MotionSkins. Sie sind optimal aufgewärmt, wenn Sie eine leichte Schweißbildung feststellen.

Erwärmung



Erwärmen Sie sich jetzt mit geeigneten Übungen. Auf dem virtuellen Trainer sehen Sie eine grafische Darstellung aller Elektroden des MotionSkins. Während der Aufwärmphase werden die Elektroden aktiv gemessen. Sie erkennen an der Anzeige, ob die Elektroden im MotionSkin bereit für das Training sind.

Dabei sind folgende Anzeigen möglich:

Rot	Es besteht keine ausreichende Verbindung zwischen Elektrode und Haut. Die entsprechenden Elektroden sind nicht bereit für das Training. Es muss weiter erwärmt oder die Passform des MotionSkins überprüft werden.
Grau	Es besteht eine Verbindung zur Elektrode. Die aktiv bestehende Verbindung wird über einen längeren Zeitraum permanent geprüft.
Grün	Es besteht eine ausreichende Verbindung zwischen Elektrode und Haut. Die entsprechenden Elektroden sind bereit für das Training.


Setzen Sie die Erwärmung fort, bis Sie ausreichend erwärmt sind und alle Elektroden Grün anzeigen.

Überprüfen Sie durch einnehmen verschiedener Trainingspositionen, ob alle Elektroden des MotionSkin ausreichend Kontakt halten. Unterstützen Sie die Passform des MotionSkin und das enge Anliegen von Elektroden gegebenenfalls durch Verwendung von zusätzlichen Spannbändern.

Um das Training zu starten, betätigen Sie anschließend die Schaltfläche »Weiter« in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.

In diesem Bildschirm haben Sie die Möglichkeit zur Auswahl verschiedener Trainingsprogramme.

Auswahl des
Trainingspro-
gramms



Wählen Sie zuerst auf der linken Seite des Bildschirms die gewünschte Programmgruppe aus. Im rechten oberen Bereich des Bildschirms erhalten Sie Hinweise zur aktuell ausgewählten Programmgruppe.

Im rechten unteren Bereich können Sie den gewünschten Programmlevel auswählen. Der Level ist durch Impulsform, Frequenz, Dauer, Stimulationszeit und Erholungszeit spezifiziert. Über Klick auf den Pfeil links vom jeweiligen Level, können Sie Zusatzinformationen zum Programmlevel aufrufen

Alle Kraftaufbauprogramme können aus sportmedizinischen Gründen nur mit 2 Tagen Abstand zwischen den Trainings, maximal zweimal pro Woche, trainiert werden. Ein begonnenes Kraftaufbautraining wird hierzu nach 2min Trainingszeit als vollständiges Training gewertet.

Spezifikationen der Trainingsprogramme sind der tabellarischen Übersicht ab Seite 14 zu entnehmen.

Startbildschirm
Training

Starten Sie das Training durch Klick auf den gewünschten Programmlevel.

Sie befinden sich auf dem Startbildschirm des Trainings.



Wählen Sie im oberen Bereich aus, welche Übungen der virtuelle Trainer (Avatar) während des Trainings anzeigen soll.


Einschränkung: Aus Sicherheitsgründen ist das System für Endkunden bei 75% abgeriegelt.

Automatisches Hochregeln: Die Funktion kann in den Einstellungen aktiviert werden und setzt ein bereits absolviertes Training im selben Programmlevel voraus. Wenn Sie ein Programmlevel zum wiederholten Male trainieren, heben sich die Intensitäten zu Beginn des Trainings schrittweise auf 60% des letzten Trainings an. Wenn Sie während dieses automatischen Anhebens, durch betätigen einer Schaltfläche manuell eingreifen, wird der Modus abgebrochen.

Starten Sie den Countdown zum Training durch Klick auf „Start“.

Auf diesem Bildschirm steuern Sie das Training.

Training



Am linken und rechten Bildrand des Bildschirms befinden sich die Auswahl­schalt­flächen für die verschiedenen Elektroden im Motion Skin. Diese können einzeln an- oder ab­ge­wählt werden. Durch Doppel­klick auf eine Elektrodenauswahl­fläche werden alle Elektroden gleichzeitig an- oder ab­ge­wählt.

Ist eine Elektrode angewählt, wird dies durch eine blaue Markierung der jeweiligen Auswahl­fläche signalisiert. Zudem werden ausgewählte Elektroden auf dem virtuellen Trainer dargestellt.

Sollte es zu einem Kontaktverlust zwischen Elektrode und Haut kommen, wird dies durch eine rote Auswahl­fläche und auf dem virtuellen Trainer signalisiert. Zudem wird im Falle eines Kontaktverlustes, in Ab­hän­gigkeit der Programmeinstellungen (siehe Seite 13), automatisch die Stimulations­stärke des entsprechenden Elektrodenkanals herab­ge­setzt.

Im unteren Bereich des Bildschirms befindet sich die Kontrollfläche zum Pausieren und Stoppen des Trainings.

In der Mitte des Bildschirms wird über die Taste **+** die Stimulationsintensität aller angewählten Elektroden erhöht, über die Taste **-** wird die Stimulationsintensität aller angewählten Elektroden verringert.

Masterregler: Sind alle Elektrodenkanäle angewählt, funktionieren die Taste **+** und **-** als Masterregler. Somit können die Intensitäten aller Elektroden geregelt werden, während das prozentuale Verhältnis der Intensitäten zueinander bestehen bleibt.

Trainingsverlauf

Nach Ablauf des angezeigten Countdown, beginnt das Training. In den meisten Trainingsprogrammen wechseln sich Stimulations- und Ruhephasen zyklisch ab. Die Stimulationsphase wird durch einen sich aufbauenden Kreis um den virtuellen Trainer, die Ruhephase durch durch einen abnehmenden Kreis um den virtuellen Trainer, signalisiert.

Wählen Sie die zu stimulierenden Elektroden aus und stellen Sie die gewünschte Stimulationsintensität mittels **+** oder **-** ein. Die eingestellte Intensität wird im jeweiligen Auswahlfeld in Prozent und mittels ansteigendem Balken angezeigt.

Im unteren Bildbereich wird die aktuelle und verbleibende Trainingszeit des ausgewählten Trainingsprogrammes angezeigt.

Nach Ablauf der Trainingszeit werden automatisch alle Stimulationswerte auf 0 % zurückgefahren und Sie gelangen zur Trainingszusammenfassung (siehe Seite 12).

Simple Screen

Bei Verwendung eines Tablet oder Smartphone können Sie zur einfacheren Bedienung auf den Simple Screen wechseln.

Hierzu tippen Sie während des Trainings auf das Symbol **<>** am oberen Bildschirmrand oder machen Sie eine Wischgeste von außerhalb des Bildschirms.

Im Simple Screen werden nur »Stop«, »Pause«, **+** und **-** angezeigt. Die Taste **+** und **-** funktionieren im Masterreglermodus.

Sie gelangen durch wiederholen der Wischgeste oder tippen auf das Symbol **<>** zurück zur normalen Ansicht.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit das Trainingsprogramm zu Pausieren »Pause« oder mit der Schaltfläche »Stop« zu stoppen.

Training stop-
pen

Ein pausiertes Training kann durch erneutes Drücken der Schaltfläche »Start« fortgesetzt werden. Wurde ein Training mittels »STOP« beendet, kann es nicht fortgesetzt werden und Sie gelangen automatisch zur Trainingszusammenfassung (siehe Seite 12).



Auf diesem Bildschirm erhalten Sie eine Trainingszusammenfassung.

Trainingszu-
sammenfas-
sung



Es wird die erreichte Punktzahl des Trainings und die Maximalintensitäten der einzelnen Elektrodenkanäle angezeigt.

Über Klick auf Symbol am oberen Bildschirmrand kann das erreichte Trainingsergebnis geteilt werden.

Einstellungen/
Hilfe

Die Einstellungen/ Hilfe erreichen Sie durch Betätigung der Schaltfläche (⚙️) am oberen rechten Rand des Bildschirms.

In Einstellungen/ Hilfe können Sie sich allgemeine Informationen und Dokumente zum Easy Motion Skin® anzeigen lassen oder Veränderungen an den Trainingseinstellungen vornehmen. Wählen Sie hierzu das entsprechende Untermenü durch Auswahl am linken Bildschirmrand.

Durch Drücken der Schaltfläche »←«, am oberen Bildschirmrand, verlassen Sie Einstellungen/ Hilfe.



Info

Hier erhalten Sie Informationen zu installierten Softwareversionen und allgemeine Informationen über Ihre Powerbox.

Training

Geschwindigkeit der Stromveränderung	Standardwert 100 %. Mit Erhöhung des Wertes, erhöht sich die Sensitivität der Tasten + und - im Trainingsbildschirm.
Bei Kontaktverlust Elektrode auf 50 % statt 1 %	Beim Kontaktverlust einer Elektrode im Training wird der aktuelle Stimulationswert auf 50 % oder 1 % herabgesetzt.
Akustisches Signal bei Ende/ Abbruch	Bei aktivierter Funktion wird ein akustisches Signal ausgegeben wenn im Training die Stop-Taste betätigt wird oder die Trainingszeit abgelaufen ist.
Intensitäten automatisch anheben	Bei aktivierter Funktion werden die Intensitäten der Elektroden bei Trainingsstart automatisch auf 60% des letzten Trainings angehoben.

Hilfe

Hier können Sie verschiedene Dokumentationen zum Easy Motion Skin® einsehen.

Trainingsprogramm »Power«

Unsere Power-Programme stimulieren vorrangig deine glykolytischen Muskelfasern. Diese Programme dienen dem kontrollierten Muskelaufbau, der Körperstraffung und Formung. Power-Programme sind Kraftaufbau Programme, welche mit 2 Tagen Abstand, maximal zweimal pro Woche trainiert werden können.

Programm	Trainingszeit	Frequenz	Verlauf	Stimulation	Pause	Beschreibung
1	20 min	85 Hz	weich	3 s	5 s	Learning by Doing. Eine kurze Stimulation mit längerer Pause ist perfekt geeignet um das Training kennen zu lernen.
2	20 min	85 Hz	weich	4 s	4 s	Das universelle Grundprogramm. Gleichmäßig, für die pure Konzentration auf Atmung, Körperspannung und Leistungssteigerung.
3	20 min	85 Hz	weich	6 s	4 s	Power & Dynamic. Längere Stimulationszeiten ermöglichen ruhige und kontrollierte Bewegungen für die Koordination, Gelenke und Sehnen.
4	30 min	85 Hz	weich	6 s	4 s	Das Programm empfiehlt sich für gut trainierte Kunden mit ausreichend Zeit zur Regeneration oder zum Aufwärmen mit geringer Intensität.
5	30 min	85 Hz	weich	8 s	4 s	Das Programm empfiehlt sich für gut trainierte Kunden mit ausreichend Zeit zur Regeneration oder zum Aufwärmen mit geringer Intensität.
6	30 min	85 Hz	weich	5 s	3 s	Power für Profis! Lange Trainingszeit gepaart mit ansteigender und abrupt abfallender Stimulation, bei anspruchsvollem Verhältnis von Stimulations- zu Pausenzeiten.

Trainingsprogramm »Advanced«

Mit den Advanced-Programmen für Fortgeschrittene werden vor allem schnelle, glykolytisch arbeitende Muskelfasern (Typ II), welche für Kraftentwicklung und Körperformung entscheidend sind, stimuliert. In den Advanced-Programmen steigt der Impuls hart ein und steigert damit zusätzlich das Schnellkrafttraining. Advanced-Programme sind Kraftaufbau Programme, welche mit 2 Tagen Abstand, maximal 2x/ Woche trainiert werden können.

Programm	Trainingszeit	Frequenz	Verlauf	Stimulation	Pause	Beschreibung
1	20 min	85 Hz	hart	4 s	4 s	Ein anspruchsvolles Trainingsprogramm mit ausgewogenen Stimulations- und Pausenphasen.
2	20 min	85 Hz	hart	6 s	4 s	Ein anspruchsvolles Trainingsprogramm mit verlängerter Stimulationsphase.
3	20 min	85 Hz	hart	5 s	3 s	Ein anspruchsvolles Trainingsprogramm mit verlängerter Stimulations- und verkürzter Pausenphase.
4	20 min	85 Hz	hart	8 s	3 s	Das Hardcore-Workout-Programm für Fortgeschrittene im Verhältnis 8 s zu 3 s.
5	20 min	85 Hz	hart	4 s	2 s	Das Hardcore-Workout-Programm für Fortgeschrittene im Verhältnis 4 s zu 2 s.
6	30 min	85 Hz	hart	6 s	4 s	Das Hardcore-Workout-Programm für Fortgeschrittene im Verhältnis 6 s zu 4 s mit verlängerter Trainingsdauer.
7	30 min	85 Hz	hart	8 s	3 s	Das Hardcore-Workout-Programm für Fortgeschrittene im Verhältnis 8 s zu 3 s mit verlängerter Trainingsdauer.

Trainingsprogramm »Endurance«

Mit der tiefen Frequenz von 40 Hz werden vor allem langsame, aerob arbeitende Muskelfasern (Typ I) stimuliert. Diese Muskelfasern spielen eine herausragende Rolle bei der Halte- und Stützfunktion der Muskulatur auf das Skelettsystem und sind maßgeblich an der Generierung von Ausdauerleistungen beteiligt. Die Endurance-Programme sind den verschiedenen Leistungsstufen vom Anfänger bis zum Profi angepasst.

Programm	Trainingszeit	Frequenz	Verlauf	Stimulation	Pause	Beschreibung
1	20 min	40 Hz	weich	4 s	4 s	Das Endurance Basis-Programm für gleichmäßige Bewegungsabläufe beim Laufen, Treppensteigen oder auf dem Crosstrainer.
2	20 min	40 Hz	weich	8 s	4 s	Das Endurance-Programm mit gesteigerter Stimulationszeit für gleichmäßige Bewegungsabläufe beim Laufen, Treppensteigen oder auf dem Crosstrainer.
3	30 min	40 Hz	weich	6 s	4 s	Das Endurance-Programm für Fortgeschrittene mit gesteigerter Trainingszeit für gleichmäßige Bewegungsabläufe beim Laufen, Treppensteigen oder auf dem Crosstrainer.
4	45 min	40 Hz	weich	6 s	1 s	Das Endurance-Programm für Profis mit gesteigerter Trainingszeit für gleichmäßige Bewegungsabläufe beim Laufen, Treppensteigen oder auf dem Crosstrainer. Maximale Kombination von Kraft und Ausdauer.

Trainingsprogramm »Metabolism/ Cellulite«

Die Zellulitis/ Stoffwechsel-Programme regen durch ihren niederfrequenten bipolaren Stromverlauf die Durchblutung und den Fettabbau des Unterhautfettgewebes an. Es kommt zu einer vermehrten Durchblutung und einer Steigerung der Fettverbrennung in der Subkutis. Die Programme eignen sich vor allem bei der Behandlung störender Fettpölsterchen und der Zellulitis. Diese Programme sind statisch einsetzbar und können durch gleichmäßige Bewegungsabläufe noch weiter unterstützt werden.

Programm	Trainingszeit	Frequenz	Verlauf	Stimulation	Pause	Beschreibung
1	20 min	7 Hz	hart	unendlich	0 s	Das Basis Zellulitis/ Stoffwechsel-Programm.
2	30 min	7 Hz	hart	unendlich	0 s	Das Zellulitis/ Stoffwechsel-Programm für Fortgeschrittene.
3	45 min	7 Hz	hart	unendlich	0 s	Das Zellulitis/ Stoffwechsel-Programm für Fortgeschrittene mit erhöhter Trainingsdauer.
4	60 min	7 Hz	hart	unendlich	0 s	Das Zellulitis/ Stoffwechsel-Programm für Profis mit stark erhöhter Trainingsdauer.

Trainingsprogramm »Fatburning«

Das Fettverbrennungsprogramm kombiniert die Effekte einer kraftvollen Stimulation der Muskulatur mit denen der Durchblutungsförderung/ Fettverbrennung im Unterhautfettgewebe (siehe auch Cellulite/ Metabolism). Der Energieverbrauch des Gesamtorganismus durch das „Kraftwerk“ Muskulatur und die lokale Fettverbrennung in der Subkutis werden so gesteigert. Advanced-Programme sind Kraftaufbau Programme, welche mit 2 Tagen Abstand, maximal zweimal pro Woche trainiert werden können.

Programm	Trainingszeit	Frequenz	Verlauf	Stimulation	Pause	Beschreibung
1	20 min	85/7 Hz	weich	4 s	4 s	Das Programm ist geeignet für statische und dynamische Trainingseinheiten.
2	20 min	85/7 Hz	weich	6 s	4 s	Das Programm richtet sich an Fortgeschrittene und ist geeignet für statische und dynamische Trainingseinheiten.
3	30 min	85/7 Hz	weich	4 s	4 s	Das Programm ist geeignet für statische und dynamische Trainingseinheiten. Die Trainingsdauer ist erhöht.
4	30 min	85/7 Hz	weich	6 s	4 s	Das Programm richtet sich an Fortgeschrittene und ist geeignet für statische und dynamische Trainingseinheiten. Trainingsdauer und Stimulationszeit sind erhöht.
5	45 min	85/7 Hz	weich	4 s	4 s	Das Programm richtet sich an Profis und ist geeignet für statische und dynamische Trainingseinheiten. Die Trainingsdauer ist stark erhöht.
6	45 min	85/7 Hz	weich	6 s	4 s	Das Programm richtet sich an Profis und ist geeignet für statische und dynamische Trainingseinheiten. Trainingsdauer und Stimulationszeit sind erhöht.

Trainingsprogramm »Relax«

Das Body Relax-Programm erreicht durch die hochfrequente bipolare Stimulation mit extrem kurzen Impulsbreiten eine unvollständige tetanische Kontraktur aller Muskelfasertypen. Dies entspricht dem so genannten „Austrudeln“ oder „Cooling- Down“ nach einer großen körperlichen Belastung. Die Muskelfasern bleiben weiter auf niedrigerem Niveau aktiv, sie verbrauchen Energie aber produzieren kein Laktat mehr, die Durchblutung wird auf hohem Niveau gehalten, was den Abtransport von Stoffwechselmetaboliten und Laktat fördert.

Programm	Trainingszeit	Frequenz	Verlauf	Stimulation	Pause	Beschreibung
1	10 min	100 Hz	weich	2 s	2 s	Das Programm sorgt für Entspannung nach einem harten Workout. Statisch, sitzend oder liegend.
2	20 min	100 Hz	weich	2 s	2 s	Das Programm sorgt für Entspannung nach einem harten Workout. Statisch, sitzend oder liegend. Die Dauer ist erhöht.
3	20 min	100 Hz	hart	1 s	1 s	Das Programm sorgt für Entspannung nach einem harten Workout. Statisch, sitzend oder liegend. Der Stimulationsimpuls wird hart eingeleitet.

Trainingsprogramm »Demoprogramm«

Das Demo-Programm ist für die Präsentation des Easy Motion Skin® bestimmt.

Programm	Trainingszeit	Frequenz	Verlauf	Stimulation	Pause	Beschreibung
1	2 min	85 Hz	weich	3 s	5 s	Eine kurze Stimulation mit längerer Pause ist perfekt geeignet um das Training kennen zu lernen.
2	2 min	85 Hz	hart	3 s	5 s	Ein anspruchsvolleres Trainingsprogramm mit kurzer Stimulation und längerer Pause ist perfekt geeignet um das Training kennen zu lernen.

EASY MOTION SKIN

EMS GmbH
Windscheidstr. 21-23
04277 Leipzig
www.easymotionskin.com
info@easymotionskin.com